



ISTRUZIONI D'USO: PROTESI MOBILE PARZIALE O TOTALE

Il manufatto protesico che Le è stato applicato è un dispositivo medico su misura ed è stato realizzato dall'impresa odontotecnica che fornisce questo studio odontoiatrico, sulla base della prescrizione formulata per iscritto dallo studio medesimo e nel pieno rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 46/97 (Direttiva C.E. 93/42).

Anche se la ricerca ha consentito di sviluppare materiali dentali di grande efficacia e sicurezza per la fabbricazione di protesi dentarie, tali manufatti protesici non sono i ritrovati alternativi ai denti naturali, ma solo la soluzione sostitutiva in caso di loro mancanza.

Pertanto la protesi applicata provvede a restaurare il suo organo della masticazione senza tuttavia riportarlo alla funzione di un organo interno.

Al fine di consentirle un uso sicuro ed adeguato della sua protesi è opportuno che consideri attentamente le seguenti istruzioni:

- la protesi che Le è stata applicata va adeguatamente mantenuta e controllata periodicamente previo appuntamento presso questo studio
- l'igiene domiciliare che Le è stata insegnata va mantenuta scrupolosamente per poter consentire una buona durata alla protesi ed un corretto stato di salute al suo apparato masticatorio
- la protesi è stata costruita per una funzione masticatoria sostitutiva, non è adatta per carichi eccessivi o traumi violenti (schiacciare noci o torrone duro, aprire tappi, spezzare oggetti)
- nel caso riscontrasse qualsiasi anomalia nella funzione masticatoria della protesi è necessario che si rechi presso questo studio per le opportune verifiche
- la protesi potrebbe necessitare di correzioni e controlli nei giorni successivi alla sua applicazione, per cui potranno essere programmate alcune sedute odontoiatriche di verifica
- ogni protesi, nei giorni successivi all'applicazione, può dare sensazioni o impressioni nuove, per cui siamo a disposizione per spiegazioni o suggerimenti utili ad un corretto e confortevole utilizzo
- nel caso la protesi acquistasse strane colorazioni o emanasse strani odori/sapori in bocca eviti di masticare e contatti tempestivamente questo studio
- la protesi appoggia su una gengiva umida e scivolosa senza denti infissi nell'osso; la forza masticatoria è ridotta e dovrà attendere alcune settimane per imparare a portare e a utilizzare la sua protesi totale
- Inizialmente avrà una sensazione di pienezza e una eccessiva salivazione che caleranno lentamente con il tempo e con l'abitudine
- le eventuali difficoltà nel parlare diminuiranno velocemente facendo esercizi di lettura ad alta voce
- Non si aspetti di masticare con facilità ed efficienza immediatamente; dovrà imparare ad usare la nuova protesi e ciò richiederà tempo e pazienza: alcuni imparano prima di altri
- la masticazione andrà migliorata gradualmente iniziando con cibi teneri e friabili posti tra i denti posteriori, contemporaneamente a destra e a sinistra per aiutare la stabilità della protesi ed aumentare l'efficienza masticatoria



- nel caso in cui le difficoltà di articolazione delle parole e di masticazione non dovessero risolversi spontaneamente sarà opportuno effettuare una valutazione con il nostro medico foniatra che darà indicazione o meno al trattamento logopedico
- nel caso si creassero sulle gengive delle piccole piaghe dovute all'appoggio della dentiera telefoni presso questo studio per gli opportuni ritocchi e non attenda inutilmente una guarigione che non arriverebbe
- la protesi totale inferiore può avere problemi di stabilità e ritenzione, questo può essere dovuto ad una ridotta area di appoggio, all'inserzione dei muscoli o ad una posizione non appropriata della lingua
- Nel caso la protesi perdesse consistentemente in stabilità o in adesione rispetto alla prima applicazione, prenda appuntamento per il controllo o per la eventuale ribasatura periodica
- si esamini periodicamente la bocca allo specchio, controllando le guance, la lingua, le gengive, il palato: se osservate ferite o altro contatti questo studio quanto prima
- la protesi deve essere tolta e pulita dopo ogni pasto od ogni spuntino utilizzando uno spazzolino per protesi totale e del dentifricio o del normale sapone, sciacquando poi molto bene
- nel lavare la protesi, ponga massima attenzione per non farla cadere; il lavandino pieno d'acqua eviterà che si rompa cadendo
- le "pastiglie disinfettanti" agiscono su di una protesi pulita, quindi eviti di utilizzarla inutilmente se la protesi non è stata ben spazzolata
- le resine di cui è composta la protesi non vanno pulite con solventi o abrasivi, o con spazzole metalliche
- In caso di rottura di un margine protesico telefoni presso questo studio per la riparazione e non utilizzi la protesi con margini taglienti.
- nel caso i denti fossero usurati chiami questo studio per la loro eventuale riparazione
- nel caso si rompesse la protesi chiami questo studio per la riparazione, non utilizzi colle o resine che ne comprometterebbero l'integrità

PROTESI SCHELETRATA

- calzi sempre lo scheletrato con le mani ben pulite, lo collochi nella sede sempre con le mani e mai schiacciando con i denti, verifichi che gli attacchi siano correttamente inseriti prima di utilizzarlo per la masticazione
- nella protesi scheletrata con attacchi esiste un preciso asse di inserimento da rispettare nell'atto della collocazione in bocca e della rimozione: errori di inserzione possono compromettere l'integrità della protesi
- nel caso lo scheletrato non restasse ben inserito telefoni presso questo studio per la verifica degli attacchi
- non stringa o allarghi mai gli attacchi per indurli o renderli più morbidi
- non mangi senza lo scheletrato inserito gli attacchi presenti in bocca potrebbero riempirsi di cibo non consentendo più l'inserzione dello scheletrato.
- se la protesi non viene utilizzata stenterà a calzare sugli attacchi di precisione, fino a non poter essere più utilizzata nel caso passino molti giorni.